


Низкомолекулярная маска

для полного восстановления


CP-1 LPP Collagen Repair Hair Mask





**ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН 10 000 PPM
+ 18 АМИНОКИСЛОТ + МОЛОЧНЫЕ БЕЛКИ**


восстановление кортекса, плотность




**ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА + ПАНТЕНОЛ
+ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВОСК**

водный барьер

Благодаря LPP маска работает на поверхности и внутри волоса, заполняя микроповреждения и создавая финишную защиту



Ломкие, сухие, тусклые, пушатся, секутся кончики



Гладкие, шелковистые, кончики спаяны, блеск и здоровый вид

01/ Нанесите на чистые, влажные волосы по всей длине, массируйте, чтобы средство полностью впиталось.

02/ Легкое восстановление: 3-5 минут.

Сильно поврежденные волосы: 15-20 минут.

03/ Тщательно смойте теплой водой.



Рекомендуемая частота

2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ